




ツイン 圧迫止血タブレット

- アルギン酸カルシウム繊維でできた不織布により止血時間の軽減に貢献します。
- 圧縮綿の適度な硬さと厚みで圧迫できます。
- 安定感がある円形です。
- EOG滅菌済です。

使用方法



1. 刺入部にタブレットの不織布面を当てる。
2. 軽く押さえ止血を確認したら常時使用する医療用テープ（絆創膏等）で固定する。※必要に応じてバンドを使用



入数：50個/箱

型番：# 1

一般医療機器 医療用不織布

医療機器届出番号：14B3X10038000013